


Autoclave(독일)

USP660. EP3.2.1 : Glass container Hydrolytic Resistance : Glass test



Laboklav 25MV : 간단 설치

일반전원. Utility 연결 없이 사용

- Glass test 적용: USP 660
- Steam generator
- Reference sensor
- Vacuum pump, Fast cooling
- 220V, 60Hz, 16A
- 투명창으로 내부 관찰 가능
- 예쁘게 LED 로 상태표시
파란: Ready
빨간: 멸균 중
녹색: 멸균 완료



Autoclave(독일)

Steam sterilizer: Round chamber

Laboklav 25, 55, 80, 100, 135, 160, 195

용량: 25~195L

형태: Round chamber. Vertical / Horizontal

간단한 utility: 정제수 Manual filling. Drain bottle.

안전한 구조: Thermo lock

프로그래밍: 상세 프로그램 설정으로 glass test(USP660).

옵션: Rapid cooling. Vacuum. Fan. Counter pressure

친환경: 열교환으로 정제수 사용량 절약



Horizontal



Vertical

Wastewater Treatment

용량: 135 L

Biohazard 액체시료의 멸균 및 폐기.

Drain 으로 배출.

빠른 처리 시간.

